

# MIA FACE THERAPY

TECN★STAR  
ESTETICA AVANZATA


DETERGE, ILLUMINA E RIGENERA LA  
PELLE DEL VISO

---

**MIA FACE THERAPY**  
**dispositivo top di gamma**  
**Tecnostar Italia.**

Contrasta i punti neri, la secchezza cutanea, i segni di usura o grassa, le cellule morte depositate sullo strato più superficiale della pelle che ricopre il derma.





---

## **IL DISPOSITIVO DISPONE DI 5 TECNOLOGIE:**

### **X DIATERMIA MULTIPOLARE RESISTIVA:**

Tecnologia non invasiva per contrastare la formazione delle piccole rughe di espressione stimolando la produzione di nuovo collagene.

Risultato: diminuzione delle stesse e un effetto lifting di lunga durata.

### **X MESODERMA (VEICOLAZIONE DI PRODOTTI):**

Onde Elettriche con forma d'onda composta non continua per la Veicolazione dei Principi Attivi. Permette di ottimizzare i trattamenti per il Viso con l'utilizzo di sostanze attive veicolate da correnti opportunamente modulate. Efficace per il trattamento degli inestetismi da ipotonia tissutale, rughe di espressione, segni del tempo.

### **X BIOSTIMOLAZIONE:**

Trattamento non invasivo a Luce Fredda per la stimolazione della circolazione linfatica e sanguigna. Facilita l'eliminazione dei liquidi di ristagno e riattiva una corretta microcircolazione.

Favorisce un miglioramento del profilo cutaneo e compatta il tessuto.

### **X EPATCH:**

Trattamento non invasivo per il Ringiovanimento della Pelle. Ideale per i trattamenti Simil Botox. Applicato specialmente su contorno occhi, labbra e zigomi.

### **X ECLEANER:**

Spatola ad ultrasuoni ideale per la rimozione dei corneociti e per la stimolazione del turnover cellulare.





## DATI TECNICI

---

**Alimentazione: 230 Vac/50-60 Hz**

**Fusibili: 2x5 Amp T 250 V**

**Interfaccia Utente: Display Touch Screen"**

**Display: LCD 8" 800X600 pixels**

**Smart card con funzionamento a tempo: abilita**

**bile Dimensione- Peso: 37x42x40 cm - 21 kg**

**Tipo di Apparato: Classe BF**

<b>ECLEANER</b>	
Frequenza di Uscita	24 KHz
Portata uscita	20 watt
Applicatori	eCleaner

<b>MESODERMICA</b>	
Frequenza onda modulata	da 1600 Hz a 2100 Hz
Tensione massima di uscita	1200 Vac p-p
Corrente massima di uscita	1.1 mAmp/cp
Applicatore	eCare

<b>VACUUM + BIOSTIMOLAZIONE</b>	
Lunghezza d'onda	650 nm
Tempo di suzione	da 1 a 5 sec
Applicatore	eCare

<b>DIATERMIA MULTIPOLARE RESISTIVA</b>	
Frequenza di uscita manipolo	455 KHz +/- % optional
Tensione massima di uscita	300 Vac p-p
Potenza	25 Watt
Applicatore	eCare

<b>EPATCH</b>	
Applicatori	2
Frequenza di Uscita	1 Mhz +/- 10 % optional

**TECN STAR**

[www.tecnostaritalia.it](http://www.tecnostaritalia.it)

Via Orfeo, 32/2C, 40124 Bologna BO

[info@tecnostaritalia.com](mailto:info@tecnostaritalia.com)

051 41 12 243